



Máscara facial

Ajuste normal




Espacio adicional




support.apple.com/faceshield

Si necesitas más ayuda con tu máscara facial, envía un correo electrónico a: faceshield@apple.com.

① Alinea las ranuras de la máscara facial y la banda de la frente.



② Pasa la correa por las ranuras y tira de ella para ajustarla.



③ Repite el proceso con el otro lado.

Renuncia: Producto diseñado para su uso con un equipo de protección personal. Este producto no se ha probado ni calificado para evitar o reducir la infección, y no proporciona la filtración de partículas. No diseñado para su uso en quirófanos. Este producto no se ha desinfectado ni limpiado. No esterilizado. Evitar exposición a altas temperaturas. Se ha evaluado la compatibilidad de este producto con productos químicos de limpieza comunes.

Consulta el sitio web para obtener más detalles.