



Gesichtsschutzschild

Normaler Sitz




Extraabstand




support.apple.com/faceshield

Wenn du zusätzliche Hilfe mit deinem Gesichtsschutzschild benötigst, sende bitte eine E-Mail an faceshield@apple.com.

① Richte deine bevorzugten Schlitzte am Gesichtsschutzschild und Stirnband aus.



② Führe den Riemen durch die Schlitzte, und ziehe zum Einstellen.



③ Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite.

Haftungsausschluss: Vorgesehen für das Tragen mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Diese Vorrichtung wurde nicht getestet oder qualifiziert, um Infektionen zu verhindern oder zu reduzieren, und bietet keine Partikelfilterung. Sie ist nicht zur Verwendung in der Chirurgie vorgesehen. Diese Vorrichtung wurde nicht desinfiziert oder gereinigt. Sie ist nicht steril. Hohe Hitzeeinwirkung vermeiden. Diese Vorrichtung wurde auf ihre Verträglichkeit mit gängigen Reinigungschemikalien geprüft.

Weitere Details stehen auf der Website.