



# Visiera protettiva

Vestibilità standard




Spazio extra




[support.apple.com/faceshield](https://support.apple.com/faceshield)

Per maggiori informazioni sulla visiera protettiva, invia un'email all'indirizzo [faceshield@apple.com](mailto:faceshield@apple.com).

## ① Allinea le asole desiderate sulla visiera protettiva a quelle della fascia frontale.



## ② Fai passare il cinturino nelle asole e tira per regolarlo.



## ③ Ripeti sull'altro lato.

**Esclusione di responsabilità.** Da indossare con dispositivi di protezione individuale (DPI). Questo dispositivo non è stato testato o approvato per prevenire o ridurre l'infezione, e non agisce da filtro contro particelle. Non è destinato all'uso in ambienti chirurgici. Il prodotto non è stato disinfettato o pulito. Non è sterile. Non esporre a temperature elevate. Il prodotto è ritenuto compatibile con i detergenti chimici comuni.

Per maggiori dettagli, consulta il sito web.