



Masque de protection

Ajustement standard




Espace supplémentaire




support.apple.com/faceshield

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire concernant votre masque de protection, veuillez envoyer un e-mail à faceshield@apple.com.

- ① Alignez les fentes du masque de protection sur celles de la bande frontale, selon la taille désirée.



- ② Acheminez la sangle dans les fentes et tirez sur celle-ci pour l'ajuster.



- ③ Répétez l'opération de l'autre côté.

Avis de non-responsabilité : Ce produit est prévu pour une utilisation avec un équipement de protection individuelle. Il n'a fait l'objet d'aucun test en matière de prévention ou de réduction des infections et n'est pas qualifié pour cela. Il ne filtre pas non plus les particules et n'a pas été conçu pour une utilisation lors d'interventions chirurgicales. Ce produit n'a pas été désinfecté ni nettoyé. Il est non stérile. Évitez l'exposition aux températures élevées. Ce produit a été jugé compatible avec des produits chimiques de nettoyage courants.

Consultez le site web pour plus d'informations.